

Link do produktu: <https://kosmetykipremium.eu/baffs-beauty-pen-masazer-pod-oczy-sonoforeza-i-fototerapia-perlowy-p-3350.html>



BAFFS BEAUTY PEN Masażer pod oczy sonoforeza i fototerapia Perłowy

Cena	159,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905930212149

Opis produktu

BAFFS Soniczny masażer do okolic oczu z funkcją fototerapii i podgrzewania - kolor perłowy

Wypróbuj masażer pod oczy, który pomoże Ci **zredukować poranną opuchliznę, zmniejszy cienie pod oczami oraz poprawi krążenie krwi**. Regularne masaże urządzeniem marki BAFFS wraz z Twoimi ulubionymi kosmetykami tj. serum, krem, balsam czy płatki pod oczy sprawią, że **skóra stanie się wygładzona, a zmarszczki mniej widoczne!** Częsty masaż okolic oczu pomaga także zmniejszyć napięcie mięśniowe i relaksuje skórę, przyczynia się to do ogólnego uczucia odprężenia i poprawy samopoczucia. Pozbądź się raz na zawsze kurzych łapek czy worków pod oczami!

Dlaczego warto? Ręczne aplikowanie kosmetyku sprawia, że większość substancji pozostaje na wierzchu skóry i nigdy się nie wchłania.

Cechy urządzenia:

1☐ Urządzenie posiada funkcje **sonoforezy** (wykorzystaniu ultradźwięków do głębokiego wnikanie substancji aktywnych w skórę), **jonoforezy** (technika wprowadzania substancji aktywnych w głąb skóry za pomocą prądu elektrycznego) oraz **fototerapii** (światło niebieskie i czerwone).

2☐ **Światło czerwone** - pobudza produkcję kolagenu, wygładza i poprawia elastyczność skóry

3☐ **Światło niebieskie** - łagodzi stany zapalne oraz trądzik. Działa antybakteryjnie, zwęża pory i reguluje wydzielanie sebum. Sprawdza się zwłaszcza przy pielęgnacji cery tłustej i mieszanej.

4☐ Głowica masująca generuje **ciepło o stałej temperaturze 42c+_3°C**, która pobudza skórę i sprawia, że staje się jędrna, gładka i elastyczna.

5☐ Wibracje - 12000 obrotów/min.

Pielęgnuj także inne obszary swojej skóry z masażerem BAFFS:

Pielęgnacja okolic oczu: powoli przesuwaj głowicę urządzenia od jednego do drugiego końca oka.

Pielęgnacja czoła: przesuwaj głowicę masującą w górę od brwi od linii włosów. Urządzenie pobudza komórki skóry i łagodzi napięcie głowy.

Pielęgnacja policzków: masaż poprawia krążenie krwi i poprawia owal twarzy.

Pielęgnacji okolic ust: przesuwaj głowicę masującą wzdłuż konturu linii warg. Dzięki temu podniesiesz kąci ust i naprężysz linię warg.

Pielęgnacji szyi: Przesuwaj głowicę masującą od dołu do góry

Zalety sonicznego masażera

☐ Funkcja podgrzania - pozwala na natychmiastowe zrelaksowanie skóry i zwiększa komórkową vitalność.

☐ Soniczne wibracje - symulują profesjonalne techniki masażu polepszając absorpcję kosmetyków, wygładzają i niwelują zmarszczki

☐ Fototerapia - światło czerwone i niebieskie

☐ Ergonomiczny kształt - zaprojektowany do masażu całej twarzy

☐ Eleganckie pudełko - produkt sprawdzi się jako elegancki prezent

☐ Niewielki rozmiar - wygodny do używania podróży, mieszcząc się w torebce

Kto nie powinien korzystać z masażera:

Z urządzenia nie powinny korzystać osoby: chore na choroby zakaźne, z chorobami serca, nowotworem, wysoką gorączką, poważnymi oparzeniami słonecznymi, z poszerzonymi naczyniami krwionośnymi, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, osoby korzystające z innych urządzeń medycznych, osoby przebywające w szpitalu.

Sposób użycia:

Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok 3s. aby włączyć urządzenie. Urządzenie zacznie wibrować podczas gdy głowica będzie miała kontakt ze skórą oraz paskiem sensorycznym z tyłu urządzenia. Aby zmienić tryb naciśnij raz przycisk ON/OFF. Urządzenie wymaga 2 godzin by bateria była w pełni naładowana.

Urządzenie dostępne także w kolorze białym: BAFFS masażer do okolic oczu BIAŁY

Waga masażera: 40g

Zwrot

oderwanie naklejki zabezpieczającej opakowanie.