

Link do produktu: <https://kosmetykipremium.eu/baffs-beauty-wand-darsonval-10w-prady-4-elektrody-p-1934.html>



BAFFS Beauty Wand Darsonval 10W Prądy 4 Elektrody

Cena	269,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905930212125

Opis produktu

BAFFS Beauty Wand Darsonval prądy o wysokiej częstotliwości 10W

Jest istotnym urządzeniem w pielęgnacji skóry. Wytwarza prąd o wysokiej częstotliwości przez szklaną pelotę. Prąd ten osiąga dużą prędkość obrotową dzięki czemu zamienia się w energię cieplną, a w kontakcie ze skórą wytwarza się ozon, który jest bardzo skuteczny w dezynfekcji skóry.

Darsonval

Urządzenie wykorzystuje prądy o wysokiej częstotliwości, które są całkowicie bezpieczne, ponieważ przerwa jest kilkaset razy dłuższa niż czas trwania impulsu. W kontakcie prądu ze skórą zostaje wydzielone ciepło oraz ozon, który wytwarza się na zewnątrz peloty. W jej wnętrzu wytwarzają się gazy szlachetne stąd charakterystyczne światło. Ozon działa bakteriobójczo oraz dezynfekująco, dlatego głównym wskazaniem do stosowania tego zabiegu jest trądzik i skóra tłusta, ale nie tylko.

Darsonval efekty

1. Pomaga zwalczać opryszczkę oraz wypryski na twarzy.
2. Wytwarza sterylizację ozonową, działa bakteriobójczo. Wspomaga walkę z trądzikiem, reguluje produkcję sebum.
3. Może zwiększać pH i przywraca jego neutralny poziom.
4. Pomaga przyspieszyć krążenie krwi i metabolizm.
5. Ma działanie anti-aging, przeciwzmarszczkowe oraz ujędrnia skórę.
6. Wspomaga walkę z wypadaniem włosów, stymuluje ich porost, zamyka łuski włosów.

Darsonval przeciwwskazania

- stany alergiczne i zapalenie skóry, obrzęki, rany
- ciąża
- choroby serca
- choroby układu nerwowego
- teleangiektazje
- nadciśnienie
- astma
- padaczka
- metalowe implanty

Darsonval na włosy

Przed wszystkim urządzenie działa bakteriobójczo i odkażająco, więc świetnie oczyszcza skórę głowy przygotowując ją do ewentualnych wcierek. Dodatkowo poprawia krążenie, a więc stymuluje wzrost włosów. Urządzenie ma też pozytywny wpływ na walkę z łupieżem, ponieważ działa przeciwłojotokowo normalizując pracę gruczołów. Aby proces zabiegowy był efektywny należy stosować go regularnie w odstępach min. 2-dniowych i przeprowadzić min. 10 zabiegów.

Pelota punktowa & pelota łezka - są to końcówki precyzyjne przeznaczone do przestrzeni trudno dostępnych takich jak okolice nosa czy uszu.

Pelota grzybek - najczęściej stosowana końcówka przeznaczona do powierzchni płaskich. Obszar dedykowany tej głowicy to twarz, szyja i dekolty. Za jej pomocą można efektywnie zamknąć pory i przeprowadzić dezynfekcję.

Pelota grzebień - dedykowana do skóry głowy, niesamowicie efektywna w zamykaniu łusek włosowych oraz stymulowaniu procesów regeneracyjnych.

Darsonval jak używać?

- Skóra powinna być odpowiednio oczyszczona i przede wszystkim osuszona. Jeśli pozostawimy ją wilgotną może to doprowadzić do pęknięcia peloty.
- Wybierz pelotę przeznaczoną do wybranego zabiegu i umieść ją metalową stroną w uchwycie.
- Następnie podłącz urządzenie do gniazdka i przy pomocy pokrętki umieszczonego na spodzie uchwytu uruchom je. Przekręcając je w prawo ustaw odpowiednią intensywność. Rekomendujemy zacząć od niższej mocy i sukcesywnie ją zwiększać.
- Ważne! Podczas zabiegu nie można mieć na sobie biżuterii ani innych akcesoriów metalowych.
- Kiedy urządzenie jest podłączone przyłóż pelotę do skóry oraz dostosuj jej intensywność. Przesuwaj ją w górę od szyi aż do czoła powoli poprzez wszystkie obszary. Jeśli chcesz zadziałać na wypryski przykładaj końcówkę punktową.
- Zabieg nie powinien być wykonywany na górnych powiekach, a w okolicy oczu może być tylko stosowany na najniższej częstotliwości. Ozon wytwarzany podczas zabiegu jest szkodliwy dla oczu.
- Podczas zabiegu możesz odczuwać delikatne mrowienie, co jest normalne, jeśli jednak sprawia Ci dyskomfort możesz zmniejszyć intensywność.
- Jeśli chcesz przeprowadzić zabieg na skórze głowy wybierz odpowiednią końcówkę. Następnie przeczesuj nią włosy.
- Urządzenie może iskrzyć podczas zabiegu, co jest zjawiskiem normalnym. Możemy go jednak uniknąć poprzez ustawienie najniższej mocy przed przyłożeniem peloty do twarzy i wtedy jej zwiększenie, następnie ponowne zmniejszenie przed zakończeniem zabiegu i odjęciem jej od skóry.
- Zabieg może być wykonywany nawet 2 razy dziennie jednak rekomendujemy, aby początkowo wprowadzać go do pielęgnacji powoli. Pojedyncza sesja może trwać do 10 minut.
- Po zabiegu warto zdezynfekować skórę np. octaniseptem oraz stosować krem regenerujący.

Główne zalety BAFFS BEAUTY WAND DARSONVAL

- Intuicyjna i prosta obsługa
- Wielofunkcyjne i skuteczne działanie
- Walka z wypadaniem włosów
- Działanie antybakteryjne – walka z trądzikiem, opryszczką

Zawartość zestawu BAFFS BEAUTY WAND DARSONVAL

- 4 szklane peloty
- Uchwyt z kablem sieciowym
- Instrukcja w języku polskim

Specyfikacja masażera

- Wymiary: 33x21x6 mm
- Waga: ok. 1 kg
- Moc: 10W