

Link do produktu: <https://kosmetykipremium.eu/baffs-crystal-beauty-masazer-do-twarzy-i-ciala-prady-ems-baffs-complex-profesjonalny-masazer-do-twarzy-6w1-rf-krioterapia-p-2980.html>



## BAFFS Crystal Beauty Masażer do twarzy i ciała prądy EMS BAFFS Complex Profesjonalny Masażer do twarzy 6w1 RF Krioterapia

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena         | <b>699,00 zł</b>     |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>    |
| Kod EAN      | <b>6901490094033</b> |

### Opis produktu

#### BAFFS RF Device, Profesjonalny Masażer Ultradźwiękowy 6w1 z radiofrekwencją i krioterapią

Jest to ultradźwiękowe urządzenie, które łączy w sobie kilka technologii takich jak: **radiofrekwencja, jonoforeza, prądy EMS, masaż wibroakustyczny, fototerapia oraz krioterapia**. Poprzez zastosowanie tak wielu funkcji w niepozornie niewielkim urządzeniu możemy utrzymać naszą skórę w doskonałej formie. **Dzięki regularnemu używaniu masażera nasza skóra stanie się dogłębnie oczyszczona, odżywiona, zapobiegniemy jej starzeniu się, poprawimy jej elastyczność poprzez efekt liftingu oraz wygładzimy strukturę sprawiając, że stanie się promienna i zdrowo wyglądająca.** Jeśli, więc nie masz czasu na wizyty w gabinetach kosmetycznych nasze urządzenie **BAFFS** będzie świetnym rozwiązaniem, żeby zachować młody wygląd na dłużej.

#### BAFFS RF Device - 6 trybów działania

##### 1. Radiofrekwencja

Radiofrekwencja wykorzystuje efekt podgrzania tkanek, który powstaje w wyniku przepływu przez skórę prądu wysokiej częstotliwości w tym przypadku jest to 1 MHz, czyli 1 mln drgań na sekundę. Ciepło wytworzone w skórze pod wpływem fal radiowych powoduje zagęszczenie kolagenu. Efekt podgrzania skóry ponownie napina włókna kolagenowe oraz powoduje stymulację fibroblastów do wytwarzania nowej elastyny i kolagenu. Dodatkowo naczynia krwionośne w tkankach rozszerzają się przez co poprawia się metabolizm skóry, a także jej odżywienie i utlenienie. Skóra staje się jędrna, a zmarszczki spłycone.

##### 2. Jonoforeza

Jonoforeza – wykorzystywany w tej technologii prąd stały, czyli galwaniczny powoduje rozpad na jony dodatnie oraz jony ujemne. Jonizacja dodatnia jest używana do dogłębnej detoksykacji, oczyszczenia skóry przenikając do najgłębszych warstw. Pozwala zrównoważyć poziom wydzielanego sebum. Natomiast jonizacja ujemna pomaga w absorpcji substancji aktywnych do warstwy właściwej naskórka. Dzięki jonoforezie jesteśmy w stanie niwelować trądzik, przetłuszczającą się skórę, a także spłycić zmarszczki poprawić elastyczność.

---

### 3. Prądy EMS

Prądy EMS – czyli elektrostymulacja mięśni, a najprościej mówiąc wywołanie skurczu mięśnia prądem elektrycznym o niskiej częstotliwości. Poprawiają metabolizm, skóra staje się lepiej ukrwiona i tym samym odżywiona. Wspomagają poprawę owalu twarzy i odzyskanie jej elastyczności, efekt liftingu.

### 4. Masaż wibroakustyczny

Masaż wibroakustyczny - efektywność tego rodzaju zabiegu polega na dobroczynnym wpływie drgań na mięśnie. Przede wszystkim taki masaż poprawia krążenie krwi i limfy. Skóra staje się pobudzona, niweluje dotychczasowe zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowym.

### 5. Fototerapia

Fototerapia – czyli niwelowanie problemów skórnych poszczególnymi kolorami oraz różnej długości falami świetlnym. W tym urządzeniu są dostępne dwa kolory światła. Czerwone (630 nm) redukuje zmarszczki, opóźnia proces starzenia, a także redukuje przebarwienia. Przyspiesza metabolizm i świetnie goi podrażnienia pozabiegowe. Niebieskie (435nm) działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Sprawdza się u osób walczących z trądzikiem i trądzikiem różowatym, hamując stany zapalne. Jest w stanie zwalczać bakterie nie działają negatywnie na skórę.

### 6. Krioterapia

Krioterapia (6°-8°) – czyli leczenie zimnem, które niemal natychmiastowo zwnęża pory. Dodatkowo pobudza metabolizm oraz poprawia krążenie, dzięki czemu pobudza skórę. Oczywiście wpływa również zbawiennie na opuchliznę czy worki pod oczami.

#### Kto nie powinien korzystać z urządzenia:

- Dzieci
- Kobiety w ciąży, karmiące lub podczas menstruacji
- Osoby cierpiące na alergię skórne, na atopowe zapalenie skóry, na infekcje wirusowe lub bakteryjne obszaru podlegającego zabiegowi
- Osoby chorujące na nowotwór
- Osoby posiadające rozrusznik lub implanty
- Osoby po zabiegach wypełniaczami, należy zrobić 3 miesiące przerwy od zabiegu

## Profesjonalny Masażer Ultradźwiękowy

- Masażer posiada nowoczesny ekran LCD
- Posiada 5 trybów, łączących w sobie poszczególne technologie oraz 5 poziomów intensywności, które mogą być stosowane dla pierwszych 3 trybów
- Jest bezprzewodowy i może pracować ok. 1h, pełne ładowanie trwa ok. 2h
- Automatyczne wyłączanie jeśli będzie pozostawiony bez akcji
- Posiada ring do zamontowania wacika w trybie oczyszczania
- Moc urządzenia – 10W
- Certyfikat CE oraz 2 lata gwarancji

#### • Tryby zabiegów:

- **CLEAN – łączy w sobie RF, jony+ oraz masaż wibroakustyczny** – rekomendowany z użyciem wacika, który powinien nie być zbyt gruby, ponieważ nie będziemy wtedy czuli przenikającego ciepła. Wacik po zamontowaniu należy zwilżyć płynem micelarnym, tonikiem lub innym płynem do oczyszczania skóry. Dzięki temu trybowi jesteśmy w stanie oczyścić skórę z najgłębszych warstw, niemożliwych do oczyszczenia manualnie. Czas zabiegu to 5 minut, należy powtarzać 2-3 razy w tygodniu, można dopasować intensywność używając 1 z 5 poziomów.
- **MOISTURE – łączy w sobie RF, jony- oraz masaż wibroakustyczny** – rekomendowane w tym trybie jest użycie maski w płachcie zawierającej substancje aktywne takie jak kolagen, witamina C, kwas hialuronowy itd. Tryb ten pozwala na absorpcję najważniejszych składników aktywnych do warstwy właściwej naskórka. Dzięki temu skóra staje się nawilżona, elastyczna oraz rozpromieniona. Czas zabiegu to 5 minut, należy powtarzać 2-3 razy w tygodniu, można dopasować intensywność używając 1 z 5 poziomów.
- **EMS – łączy w sobie RF oraz EMS** – w trybie tym rekomendowane jest użycie wacika. Należy nasączyć go tonikiem, esencją lub żelem. Dostarczamy w ten sposób ciepłego, relaksującego masażu mięśni. Skóra staje się bardziej elastyczna, lepiej ukrwiona. Polecany do stosowania również na szyję i dekol. Czas zabiegu to 5 minut, należy powtarzać 2-3 razy w tygodniu, można dopasować intensywność używając 1 z 5 poziomów.
- **RED LED – łączy w sobie RF oraz czerwone światło fotonowe** – ponownie ciepły masaż skóry, który pozwala

---

przeniknąć do najgłębszych jej warstw, pobudzając produkcję kolagenu. Natomiast czerwone światło sprawia, że skóra staje się odmłodzona, zmarszczki zniwelowane. Rekomendowane jest zastosowanie produktu o wysokim stężeniu substancji aktywnych takich jak serum do twarzy. Czas zabiegu to 5 minut, należy powtarzać 2-3 razy w tygodniu.

- **COOL - łączy w sobie krioterapię oraz niebieskie światło fotonowe** - tryb ten jest świetnym rozwiązaniem dla osób posiadających problemy z niedoskonałościami połączenie chłodzenia ze światłem niebieskim po pierwsze natychmiast zamyka pory, ale dodatkowo działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie. Jest to również idealny tryb dla osób po iniekcjach, kiedy chcemy zapobiec powstawaniu siniaków lub gdy chcemy rano zmniejszyć opuchliznę pod oczami. Czas zabiegu to 5 minut, należy stosować codziennie.

## • BAFFS RF Device

- Wielofunkcyjne urządzenie, łączące w sobie najbardziej pożądane technologie
- Odżywienie, odmłodzenie, poprawa elastyczności
- Masaż zimnem, który sprawdzi się przy opuchliznach lub siniakach
- Elegancki i poręczny, łatwy w obsłudze
- Pięknie pakowany, sprawdzi się jako prezent
- Zastąpi nam kilka podstawowych zabiegów kosmetycznych w zaciszu domowym

## • Jak korzystać z Profesjonalnego Masażera Ultradźwiękowego?

- Nie przytrzymuj urządzenia na skórze dłużej niż 3 sekundy
- Temperatura radiofrekwencji może się różnić w zależności od kondycji Twojej skóry
- Nie używaj na okolicy oczu poza trybem chłodzenia
- Używając urządzenia upewnij się, że dłoń dotyka elektrod umieszczonych z tyłu urządzenia
- Przed i po użyciu masażera oczyścić jego głowicę przy pomocy wacika nasączonego alkoholem, nie mocz pod kranem
- Do zabiegów używaj produktów na bazie wody, nie stosuj peelingów czy sorbetów myjących
- Przed użyciem oczyścić skórę przy pomocy olejku z makijażu, tylko tryb chłodzenia może być stosowany na makijaż
- Następnie przytrzymaj przycisk mocy i wybierz odpowiedni tryb i moc, rekomendujemy, aby zacząć od najniższej mocy i zwiększać ją sukcesywnie z kolejnymi zabiegami
- Głowica powinna być przesuwana z góry do dołu lub okrężnymi ruchami, kierunki masaż są zawarte w instrukcji

- **W skład zestawu wchodzi:** masażer, kabel z wtyczką, elegancki woreczek do przechowywania, instrukcja w języku polskim, waciki do czyszczenia

**Wymiar i waga masażera:** 167 g

**Zwrot :** Ze względu na higienę oraz bezpieczeństwo naszych klientów urządzenia marki BAFFS nie podlegają zwrotom **po otwarciu opakowania**, tj. oderwanie naklejki zabezpieczającej opakowanie.