

Link do produktu: <https://kosmetykipremium.eu/baffs-dual-clean-peeling-kawitacyjny-z-sonoforeza-i-2-glowicami-p-2983.html>



BAFFS Dual Clean Peeling kawitacyjny z sonoforezą i 2 głowicami

Cena	289,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905930212095

Opis produktu

BAFFS Dual Clean Peeling kawitacyjny z sonoforezą i 2 głowicami

Na co dzień zmagamy się z wieloma problemami skórnymi, są to m.in. zaskórniki, powiększone pory, nadmierne wydzielanie sebum oraz zwiększająca się liczba wyprysków w zależności od kondycji skóry. Odpowiedzią na te kwestie jest regularne stosowanie peelingu kawitacyjnego do użytku domowego. **Urządzenie to z powodzeniem usunie martwy naskórek, zmniejszy zaskórniki, czy zmniejszy pory.**

Peeling kawitacyjny

Peeling ten posiada wiele funkcji, **poza dogłębnym oczyszczeniem skóry, wygładzi ją, poprawi absorpcję kosmetyków z substancjami aktywnymi, a także ją zrelaksuje dzięki masażowi wibracjami.** Oczyszczenie skóry w głębszych jej warstwach jest możliwe dzięki falom o wysokiej częstotliwości 24 tys. Hz. **Skóra staje się świeża, odmłodzona i supermięka, a martwe komórki zostają usunięte z jej powierzchni.**

Drugi tryb urządzenia pozwala przeprowadzić nam sonoforezę, czyli **proces wprowadzania substancji aktywnych do głębszych warstw skóry, co nie jest możliwe poprzez manualne ich aplikowanie.** Dzięki ultradźwiękom substancje te przekraczają warstwę płaszcza hydrolipidowego oraz błon komórkowych wnikając do żywych warstw naskórka. Zabieg ten **poprawia również ukrwienie naskórka i świetnie go tym samym regeneruje.**

Skin Scrubber 2in1

Zaletą tego modelu peelingu jest **posiadanie 2 wymiennych głowic.** Większa rekomendowana jest do stosowania na obszarach takich jak: policzki, czoło, broda oraz szyja. Mniejsza przeznaczona jest do: nosa, oczu oraz ust. Dzięki tej opcji **jeszcze bardziej precyzyjnie oczyścimy i odżywimy poszczególne partie skóry.** Szpatułka urządzenia jest używana pod kątem 45°, dzięki czemu poprawia kontury twarzy liftingując ją oraz wygładzając. Peeling może pracować nieustannie przez godzinę, a pełne ładowanie trwa 2 godziny.

Główne zalety Peelingu kawitacyjnego BAFFS

- Urządzenie wielofunkcyjne
- Oczyszcza, niweluje zaskórniki i zwęża pory
- Pomaga wtłoczyć substancje aktywne do głębszych warstw skóry
- Poprawia kondycję skóry, odmładza ją
- Elegancko zapakowany – stanowi doskonały pomysł na prezent

• Sposób użycia Peelingu kawitacyjnego

- Oczyszczyć skórę z makijażu oraz innych zewnętrznych zanieczyszczeń bez jej suszenia
- Włączyć urządzenie na opcję peeling. Delikatnie dotykając skóry pod odpowiednim kątem przesuwać urządzenie w przeciwnym kierunku do tekstury skóry jak na obrazku w załączonej instrukcji. Nie używać do tej czynności silnych ruchów. Do tego trybu możesz użyć kosmetyku zmniejszającego zaskórnik lub zwężającego pory.
- Tryb sonoforezy oznaczony na urządzeniu „moisture” – nałożyć na twarz esencję, serum lub inny kosmetyk z substancjami aktywnymi. Przykładać urządzenie w taki sposób, aby końcówka głowicy przylegała płasko do twarzy. Przesuwać delikatnie głowicę w kierunkach jak w powyższym kroku.
- Po skończonym użytkowaniu wyłączyć urządzenie poprzez przytrzymanie przełącznika mocy. Urządzenie pozostawione w trybie aktywnym wyłącza się automatycznie po 10 minutach.
- W trakcie użytkowania poszczególnych trybów dla zwiększenia lub zmniejszenia intensywności możesz użyć przycisku „LEVEL”
- Czyszczenie produktu – to urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne poprzez swoją strukturę zawierającą wymienną głowicę. Nie powinno być czyszczone pod strumieniem wody tylko poprzez przetarcie wacikiem nasączonym alkoholem samej głowicy.

• Dual Clean

W skład zestawu BAFFS Dual Clean wchodzi :

- peeling kawitacyjny,
- dwie głowice,
- kabel USB do ładowania,
- instrukcja w języku polskim.

- **Wymiar i waga masażera:** 127 g

Zwrot : Ze względu na higienę oraz bezpieczeństwo naszych klientów urządzenia marki BAFFS nie podlegają zwrotom **po otwarciu opakowania**, tj. oderwanie naklejki zabezpieczającej opakowanie.