

Link do produktu: <https://kosmetykipremium.eu/baffs-neck-therapy-wand-masazer-do-szyi-i-twarzy-4w1-p-4264.html>



BAFFS Neck Therapy Wand – Masażer Do Szyi I Twarzy 4w1

Cena	230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905930212248

Opis produktu

Stymulują mięśnie, poprawiają owal twarzy i ujędrniają skórę. Idealne przy wiotkości i „chomiczkach”.

2. Ciepło 45°C - głębsze wchłanianie kosmetyków

Stałe, kojące ciepło wspiera krążenie, rozluźnia napięcie i pomaga składnikom aktywnym wnikać głębiej.

3. Sonic vibration - drenaż i wygładzenie

Wysokoczęstotliwościowe mikrowibracje redukują obrzęki, poprawiają metabolizm komórkowy i pozostawiają skórę rozświetloną.

4. LED - 3 kolory światła dla różnych potrzeb skóry

- **Czerwone** - regeneracja, wygładzanie, działanie anti-aging
- **Niebieskie** - kojenie i wsparcie skóry problematycznej
- **Zielone** - balans sebum, poprawa kolorytu i ukojenie

Najważniejsze zalety BAFFS Neck Therapy Wand

- Wygładza zmarszczki na szyi i twarzy
- Poprawia owal twarzy i redukuje drugi podbródek
- Ujędrnia i zwiększa elastyczność skóry
- Wspiera krążenie i drenaż limfy
- Zwiększa wchłanianie serum i kremów
- Łagodzi napięcia w rejonie szyi
- Minimalizuje poranną opuchliznę
- Kompaktowy, lekki i idealny do podróży
- Ładowanie USB-C

Jakich efektów możesz się spodziewać?

Regularne stosowanie BAFFS Neck Therapy Wand:

- wygładza poziome linie na szyi („obrączki Venus”),
- poprawia napięcie skóry,
- unosi linię żuchwy,
- zmniejsza obrzęki,
- wyrównuje koloryt i dodaje blasku,

-
- sprawia, że kosmetyki działają intensywniej.

Świetny do stosowania zarówno rano (lifting i redukcja opuchnięć), jak i wieczorem (regeneracja + rozluźnienie).

Jak używać BAFFS Neck Therapy Wand?

1. Oczyszczyć skórę i nałożyć serum lub lekki krem.
2. Włączyć urządzenie i wybrać odpowiedni tryb.
3. Prowadź masaż ruchami ku górze – od klatki i szyi w stronę żuchwy.
4. Na twarzy przesuwać głowicę od środka na zewnątrz.
5. Masaż powinien trwać 5-10 minut.
6. Po zabiegu przetrzyj urządzenie i odłóż do ładowania.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** BAFFS Neck Therapy Wand
- **Funkcje:** EMS, wibracje soniczne, ciepło 45°C, LED (3 kolory)
- **Zasilanie:** 5V / 1A (USB Type-C)
- **Moc:** 3 W
- **Wibracje:** wysokoczęstotliwościowe
- **Temperatura:** stałe 45°C
- **Tryby pracy:** lifting / anti-wrinkle / cleaning / EMS
- **Wymiary:** 130 × 85 × 28 mm
- **Kolory:** biały

Zawartość zestawu

- BAFFS Neck Therapy Wand
- Kabel do ładowania USB-C
- Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

Urządzenie jest delikatne i bezpieczne do stosowania w domu.

Nie używać przy aktywnych stanach zapalnych, rozruszniku serca, w ciąży oraz na uszkodzoną skórę.

Zwrot : Ze względu na higienę oraz bezpieczeństwo naszych klientów urządzenia marki BAFFS nie podlegają zwrotom **po otwarciu opakowania**, tj. oderwanie naklejki zabezpieczającej opakowanie.