

Link do produktu: <https://kosmetykipremium.eu/baffs-peeling-kawitacyjny-z-fototerapia-smart-scrub-p-4076.html>



Baffs Peeling kawitacyjny z fototerapią Smart Scrub

Cena	369,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905930212064

Opis produktu

BAFFS SMART SCRUB Ultrasoniczny peeling kawitacyjny z fototerapią

Jest to urządzenie wielofunkcyjne do bardzo skutecznego oczyszczania twarzy, ale też do przyspieszonej absorpcji substancji aktywnych zawartych w produktach kosmetycznych. Ten nowoczesny peeling poza ultradźwiękowym oczyszczaniem skóry posiada sonoforezę, niebieskie światło fototerapii oraz jonoforezę dodatnią i ujemną. Niezaprzeczalną zaletą produktu jest również to, że jest on ładowany indukcyjnie.

Peeling kawitacyjny co to?

Jest to głębokie złuszczenie naskórka, całkowicie bezbolesne. Urządzenie przeznaczone do tego zabiegu wytwarza fale ultradźwiękowe, a te w połączeniu z wilgotną skórą prowadzą do efektu kawitacji. Na skórze zostają wytworzone pęcherzyki z rozrzedzonym gazem, które poprzez działanie fal ultradźwiękowych pękają odsłaniając warstwę naskórka, która jest młodsza, a tym samym pozbawiona zaskórników i innych zanieczyszczeń. To co jest najważniejsze to fakt, że otrzymujemy widoczny natychmiastowy efekt poprawionej kondycji skóry. Częstotliwość fal ultradźwiękowych w BAFFS SMART SCRUB to aż 24 000 Hz.

Peeling kawitacyjny jak często?

Rekomendujemy zacząć od dłuższych przerw w stosowaniu peelingu kawitacyjnego zarówno dla cery tłustej czy suchej. W przypadku tej pierwszej można spróbować zacząć od zabiegu raz na 2 tygodnie, jeśli skóra nie będzie podrażniona można wykonywać zabieg raz w tygodniu. W przypadku cery suchej warto zrobić w pierwszej kolejności zabieg raz w miesiącu, następnie zwiększyć częstotliwość, jeśli nic nie będzie się działo. Oczywiście codziennie możemy korzystać z pozostałych funkcji masażera.

Jonoforeza i sonoforeza w kosmetyce

Podczas procesu jonoforezy działa się prądem galwanicznym, czyli stałym na tkanki. Prąd powoduje rozpad jonów na dodatnie i ujemne. Jony dodatnie pomagają usunąć brud, głęboko oczyszczają skórę, przyspieszają metabolizm komórek skóry, przywracają elastyczność, ujędrniają i wygładzają skórę. Różnica między sonoforezą, a jonoforezą polega na tym, że w przypadku tej pierwszej używa się fal akustycznych, a nie prądu, natomiast cel jest ten sam. Sonoforeza z jonami ujemnymi pozwalają wtłoczyć substancje aktywne wewnątrz naskórka, co nie jest możliwe manualnymi metodami. Dzięki temu skóra staje się odżywiona, poprawia się jej krążenie i ogólna kondycja.

Fototerapia niebieskim światłem

Niebieskie światło: może przenikać przez skórę na 0,5mm, koi i łagodzi, działa przeciwtrądzikowo, reguluje funkcje gruczołów skóry, wygładza, reguluje poziom wydzielanego sebum, przyspiesza gojenie ran potrądzikowych, poprawia elastyczność, odpowiednie dla skóry wrażliwej.

Główne przeciwwskazania do stosowania BAFFS SMART SCRUB

- ciąża
- choroby oraz nowotwory skóry
- trądzik ropny oraz różowaty
- zaburzenia rytmu serca