

Link do produktu: <https://kosmetykipremium.eu/baffs-uplift-hifu-masazer-do-twarzy-rf-ems-mocny-lifting-twarzy-p-2989.html>



BAFFS UPLIFT HIFU Masażer do twarzy RF EMS mocny lifting twarzy

Cena	649,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6901490094101

Opis produktu

BAFFS UPLIFT HIFU Masażer do twarzy RF EMS mocny lifting twarzy

Jest to urządzenie typu trzy w jednym - ultradźwięki HIFU/RF/EMS. Ultradźwięki skupiają się na warstwie SMAS ciała, czyli na warstwie mięśniowo-powięziowej. Ta ostatnia jest najważniejszą warstwą skóry, ponieważ stanowi jej podporę i decyduje o jej napięciu, co jest kluczowe dla naszych rysów twarzy. RF jest w stanie emitować 1 milion mikro fal na sekundę, aby głęboko rozgrzać skórę, otworzyć pory na inne zabiegi i oczyścić skórę. Funkcja mikroelektrycznych impulsów EMS działa liftingująco i napinająco oraz masuje skórę.

Co daje masażer do twarzy BAFFS UPLIFT HIFU?

- Lifting skóry twarzy i szyi
- Wygładza zmarszczki
- Stymuluje produkcję kolagenu
- Poprawia elastyczność skóry
- Poprawia kontury twarzy
- Niweluje zmarszczki na szyi oraz podbródek
- Wygładza zmarszczki wokół oczu

. Zabieg HIFU co to jest?

Skrót ten oznacza z angielskiego high intensity focused ultrasound, co tłumacząc oznacza skupione ultradźwięki o wysokiej częstotliwości. Przenikają one w głąb skóry na określoną głębokość w tym przypadku 4,5 mm i uruchamiają procesy termiczny i mechaniczny. Wskutek pierwszego dochodzi do podgrzania tkanek do ok. 70 stopni, co prowadzi do niewielkich mniejszych niż 1 mm kontrolowanych poparzeń. Następnie wskutek procesu mechanicznego w komórkach powstają pęcherzyki gazu prowadzące do wzrostu ciśnienia i tym samym zniszczenia struktury komórek. Taki proces stymuluje odbudowę oraz regenerację, co oznacza zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny. Wierzchnia warstwa pozostaje nienaruszona, a wszystkie procesy zachodzą wewnątrz, tym samym jest to zabieg nieinwazyjny.

HIFU działanie

- Spłycenie zmarszczek mimicznych
- Zwężenie porów
- Poprawa konturów i owalu twarzy
- Redukcja przebarwień
- Zniwelowanie blizn
- Zmniejszenie nadmiaru tkanki tłuszczowej

-
- Poza fenomenalną technologią HIFU masażer do twarzy BAFFS zawiera dwie dodatkowe technologie, które uzupełniają proces odmłodzenia skóry.

Radiofrekwencja - co to są fale radiowe?

Jest to zabieg wykorzystujący fale radiowe o wysokiej częstotliwości, w tym przypadku 2 MHz, które prowadzą do podgrzania włókien kolagenowych, dzięki czemu się obkurczają i wtórnie napinają. Dodatkowo podczas zabiegu przez wysoką temperaturę stymulowane są również fibroblasty, co wpływa na pobudzenie produkcji elastyny i kolagenu.

Zabieg prowadzi do zagęszczenia kolagenu, dzięki czemu zmarszczki zostają spłycone, skóra jest bardziej napięta, jej koloryt wyrównany, sińce pod oczami zostają zredukowane, poprawia się kontur twarzy oraz możliwy jest lifting obszarów ze zwiotczałą skórą. Poza tym radiofrekwencja łagodzi stany zapalne, zwęża pory oraz niweluje blizny potrądzikowe.

Prądy EMS

Zabieg wykorzystujący prąd impulsowy o niskiej częstotliwości. Stymuluje nerwy główne do wywołania skurczów mięśni, co poprawia ukrwienie przekładając się na zwiększenie elastyczności i jędrności ciała. Zmniejsza obrzęki, relaksuje, regeneruje tkanki. Efekty są widoczne z czasem po kilku tygodniach regularnego stosowania zabiegu.

Przeciwwskazania do stosowania HIFU

- Choroby neurologiczne, choroby serca, dermatozy, nowotwory, choroby autoimmunologiczne.
- Stany zapalne, wirusowe, grzybicze, rany.
- Ciąża, laktacja.
- Metalowe implanty, rozrusznik.
- Przewlekłe stosowanie leków przeciwzapalnych.

• Główne zalety HIFU

- 3 technologie w jednym urządzeniu, co daje wyjątkowe efekty. W tym wyjątkowa opcja HIFU, która silnie liftinguje skórę.
- Intuicyjna obsługa urządzenia.
- Posiada 5 poziomów intensywności idealnie dopasowuje się do potrzeb skóry.
- Duża moc urządzenia 15W.
- 1 rok gwarancji.

• Jak korzystać z HIFU?

- Skóra przed zabiegiem powinna być odpowiednio oczyszczona. Do zabiegu możemy stosować żel do ultradźwięków, każdy inny żel lub inny kosmetyk w podobnej konsystencji np. gęste serum.
- Codziennie może być stosowana opcja EMS, natomiast HIFU&RF raz w tygodniu, wszystkie szczegółowe opisy znajdują się w instrukcji.
- Włącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
- Wejdź w tryb HIFU po włączeniu, moc jest ustawiona na najniższym poziomie (jest 5 intensywności).
- Naciśnij przycisk M w celu przełączenia trybu, przechodząc przez sekwencję HIFU-RF-EMS.
- Naciśnij L, aby zmienić poziom energii, kolejno dochodząc do najwyższego, czyli 5. Po każdym przełączeniu funkcji poziom intensywności zmienia się na najniższy.
- Zwróć uwagę na regulację poziomu intensywności i dopasuj go do potrzeb swojej skóry. Zaczynaj od niższego wprowadzając powoli coraz wyższe, aby nie narazić skóry na podrażnienia.
- Wyłącz urządzenie po użyciu, wyłącz zasilanie i wyczyść głowicę.

• Zawartość zestawu BAFFS UPLIFT HIFU

- Masażer
- Kabel sieciowy
- Instrukcja w języku polskim

• Specyfikacja masażera HIFU

Wymiary: 175x58x38 mm

Waga: 180g

Moc: 15W

Zwrot : Ze względu na higienę oraz bezpieczeństwo naszych klientów urządzenia marki BAFFS nie podlegają zwrotom **po otwarciu opakowania**, tj. oderwanie naklejki zabezpieczającej opakowanie.

•