

Link do produktu: <https://kosmetykipremium.eu/environ-cosmetic-gold-roll-cit-pozlacany-dermaroller-do-mezoterapii-domowej-0-2mm-p-3763.html>



ENVIRON Cosmetic Gold Roll-CIT połączany dermaroller do mezoterapii domowej 0,2mm

Cena	1 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	6009660367656

Opis produktu

Połączane urządzenie do domowego zabiegu mezoterapii, które zwiększa penetrację składników aktywnych w głąb skóry.

Gold Roll-CIT firmy Environ to luksusowy produkt wykonany z platerowanej złotem stali chirurgicznej. Zapewnia bezpieczeństwo stosowania w domowych warunkach. Złoty Roll-CIT to urządzenie, które w bezinwazyjny sposób zwiększa penetrację składników aktywnych w głębokie warstwy skóry.

Urządzenie posiada 260 mikroigieł o długości 0,2 mm, które nakłuwają wyłącznie warstwę rogową naskórka, a ta stanowi największą barierę dla składników aktywnych zawartych w kremach. Długość igieł została opracowana na podstawie wieloletnich badań na skórze. Zabieg mikronakłuwania Environ nie powoduje krwawienia skóry, a mikrokanaliki regenerują się w ciągu 8 godzin podczas snu.

Rekomendowany do stosowania z kosmeceutykami Environ!

Dla kogo: cienka i wiotka skóra wokół oczu, kurze łapki, zmarszczki wokół ust, opadająca powieka, przebarwienia, nierównomierny kolor skóry, utrata gęstości skóry twarzy i szyi i dekolту, blizny potrądzikowe.

Korzyści ze stosowania:

- Poprawia wchłanianie kluczowych składników aktywnych
- Niweluje wczesne oznaki starzenia
- Stymuluje zagęszczenie skóry
- Redukuje zmarszczki
- Zmniejsza przebarwienia

Rekomendowane produkty:

- [Serum Hydrating HA](#) - intensywne nawilżenie kwasem hialuronowym
- [Serum Frown](#) - wypełnienie zmarszczek - alternatywa dla botoksu
- [Serum Retinol](#) - na przebarwienia, zmarszczki, blizny potrądzikowe
- [ACE Body Oil](#) - intensywna pielęgnacja ciała

UWAGA:

-
- Prosimy o przemyślane zakupy. Urządzenia noszące ślady użytkowania nie podlegają zwrotowi.
 - **Nie stosować na ostre stany zapalne skóry wymagające leczenia farmakologicznego i na uszkodzoną skórę**

- **Stosowanie i środki ostrożności:**

- Używać zgodnie z zaleceniami i po poinstruowaniu przez specjalistę
- Tylko do użytku zewnętrznego
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia
- Nie stosować na ostre stany zapalne skóry wymagające leczenia farmakologicznego i na uszkodzoną skórę
- Produkt jest przeznaczony do użycia tylko przez jedną osobę
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami
- Produkt może być stosowany na skórze każdego rodzaju, jednak nie wolno go używać w następujących przypadkach: egzema, łuszczyca, wypukłe znamiona, rogowacenie słoneczne, brodawki, trądzik różowaty, łuszczyca, egzema, rogowacenie słoneczne, niezdiagnozowane bądź budzące niepokój pieprzyki i włókniaki, opryszczka, rak skóry, dermatozy o podłożu wirusowym, bakteryjnym lub grzybiczym

- **Czyszczenie:**

1. Po użyciu spryskaj produktem dezynfekującym dostępnym a aptekach np. Octanisept lub przelać gorącą wodą (nie wrzątkiem!). Pozostaw do pełnego wysuszenia i włóż narzędzie do pojemnika ochronnego.

2. Można również stosować specjalistyczny płyn marki [ENVIRON Instrument Cleaning Solution](#) do dezynfekcji dermarollerów Roll-CIT

- Raz w tygodniu moczyć instrument w roztworze czyszczącym przez 10-15 minut
- Po namoczeniu w roztworze dobrze spłucz ciepłą wodą, połóż na miękkiej powierzchni do wyschnięcia
- Po wyschnięciu włóż narzędzie do pojemnika ochronnego, aby było gotowe do następnego użycia